



LINEA FACIAL

DERMOABRASION O2

DERMOABRACION O2



DESCRIPCIÓN

El DERMOABRACION O2 es un equipo avanzado de estética facial diseñado para tratamientos innovadores de rejuvenecimiento y cuidado de la piel. Su tecnología promueve la regeneración celular, mejora la textura y apariencia de la piel, reduce arrugas, y estimula la producción de colágeno y elastina para un rostro más joven y firme. Además, ofrece funciones de blanqueamiento dental, complementando los tratamientos estéticos. Compacto y portátil, con un diseño moderno, es ideal para clínicas, spas y profesionales que buscan una herramienta versátil. Su potencia de 65W y dimensiones manejables aseguran un rendimiento eficiente y facilidad de uso.

Con resultados visibles en poco tiempo, este equipo aumenta la satisfacción de los clientes, ayudando a definir el contorno facial y mejorar la elasticidad de la piel. Respaldado por una garantía de un año, el DERMOABRACION O2 se consolida como una solución imprescindible en el campo de la estética.

ANÁLISIS Y USO



Selección del tratamiento:

Configura el dispositivo según el tipo de tratamiento deseado (rejuvenecimiento, tensado, o blanqueamiento dental). Ajusta la potencia y los parámetros adecuados para el tipo de piel o área a tratar.

Aplicación del tratamiento:

Realiza movimientos suaves y constantes sobre la piel o zona a tratar, asegurándote de cubrir toda el área de forma uniforme. Si es para blanqueamiento dental, sigue las indicaciones específicas para esta función.

Supervisión del proceso:

Observa la reacción de la piel o dientes durante el tratamiento y ajusta los parámetros si es necesario. Evita permanecer mucho tiempo en una misma zona para prevenir irritaciones.


Seguimiento:

Proporciona recomendaciones post-tratamiento al cliente, como evitar el sol o usar protector solar. Sugiere sesiones de mantenimiento para maximizar los resultados.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Rejuvenecimiento de la piel
- Reducción de arrugas y líneas finas
- Blanqueamiento dental
- Tensado facial
- Producción de colágeno y elastina
- Resultados rápidos
- Versatilidad
- No invasivo
- Portabilidad



Resultados:

- Piel más luminosa, uniforme y suave después de pocas sesiones.
- Reducción visible de arrugas, líneas de expresión y flacidez facial.
- Sonrisa más brillante y estética tras el blanqueamiento dental.
- Mejor definición del contorno facial y elasticidad mejorada.
- Clientes satisfechos gracias a un procedimiento seguro, rápido y eficaz.





DERMOABRACION O2

Especificaciones Técnicas

Tension 110V / 220V

Poder 65 W

Peso 7 KG

Temperatura del
cabezal de enfriamiento 10°C ~ 20°C

Dimensiones del equipo 29 x 29 x 13 cm

Dimensiones del emblemaje 36 x 36 x 27 cm

Frecuencia RF 2MHZ

Bomba de vacío 100PA



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec