

EQUIPO DE GUANTES MAGICOS



Descripción

Esta increíble tecnología de guantes mágicos trae la combinación de microcorrientes y radiofrecuencia emitidas por uno de los guantes que generan cambios increíbles en la piel de los pacientes. El masaje con guantes de alta conductividad mejora la textura de la piel, ya que activa los fibroblastos, con el consiguiente aumento de colágeno y elastina. Mediante el masaje se facilita también la penetración del producto. La función de BIO-Lifting produce contracciones nítidas de los músculos faciales y corporales, logrando un incremento de tono evidente, con el fin de prevenir o tratar la flacidez muscular. Igualmente incluida la función de la crioterapia es uno de los tipos de tratamiento de aplicación de frío con múltiples beneficios desde el punto de vista estético. No solo incide de forma efectiva en la cara, sino que otorga beneficios en el tratamiento de enfermedades dermatológicas como la psoriasis o como método para aliviar el dolor crónico. La crioterapia la cual nos. En ambos casos es necesario utilizar un gel conductor u otro producto a valorar según el tipo de piel.

Especificaciones técnicas

Entrada de voltaje:	AC 110V ~ 220V
Frecuencia RF:	1Mhz
Potencia RF:	30W
Niveles de energía RF:	1 a 20 niveles
Crio:	5 a -5°C
Niveles de Crio:	1 a 4 niveles
Corriente de EMS:	1mA a 20mA
Modos de trabajo EMS:	5
Intensidad de luz y RF:	1 a 5
Tiempo de trabajo:	1 a 30 minutos
Voltaje al adaptador:	100 a 240vac
Voltaje de entrada a equipo:	12vdc
Corriente de entrada:	5A
Pantalla:	touch screen multi color

