



# TERMOTERAPIA MAX LIPO

# TERMOTERAPIA MAX LIPO



## DESCRIPCIÓN

La tecnología del equipo Maxlipo se basa en la emisión de luz de baja intensidad en longitudes de onda específicas (650 nm, 660 nm y 940 nm), las cuales penetran en los tejidos para estimular procesos biológicos como la circulación, el metabolismo celular y la actividad de los adipocitos. Este sistema favorece la reducción de grasa localizada, el moldeado corporal y el alivio del dolor, al tiempo que contribuye al rejuvenecimiento de la piel. Su diseño tipo cinturón permite una aplicación uniforme, segura y no invasiva, optimizando los resultados en tratamientos estéticos y de bienestar.

# BENEFICIOS Y RESULTADOS



- Favorece el moldeado corporal mediante la reducción de grasa localizada.
- Contribuye a la disminución de medidas de forma progresiva y no invasiva.
- Estimula la circulación sanguínea, mejorando la oxigenación de los tejidos.
- Ayuda a aliviar molestias musculares y sensación de tensión en el cuerpo.
- Promueve el rejuvenecimiento de la piel, mejorando su apariencia y textura.
- Apoya la reducción de arrugas y signos visibles del envejecimiento.
- Contribuye a la mejora de condiciones cutáneas como el acné.
- Favorece la activación metabólica celular, optimizando los resultados estéticos.
- Procedimiento cómodo, seguro y sin tiempos de recuperación.
- Permite tratar múltiples zonas del cuerpo de manera simultánea gracias a su diseño tipo cinturón.



# TERMOTERAPIA MAX LIPO

## Especificaciones Técnicas

- Función: Moldeo corporal y alivio del dolor
- Tecnología: Luz de baja intensidad (LLLT)
- Longitudes de onda: 650 nm / 660 nm / 940 nm
- Tipo: Cinturón reductor
- Aplicación: No invasiva
- Tiempo de sesión: 20-40 min
- Uso: Profesional
- Certificación: INVIMA



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec