



**MULTIFUNCIONAL
CORPORAL 3 EN 1**

MULTIFUNCIONAL CORPORAL 3 EN 1



DESCRIPCIÓN

El Multifuncional Corporal 3 en 1 combina tres tecnologías para tratamientos estéticos no invasivos: cavitación 40K, radiofrecuencia tripolar corporal y radiofrecuencia tripolar facial.

La cavitación 40K elimina grasa localizada y mejora el contorno corporal de manera efectiva. La radiofrecuencia tripolar corporal estimula la producción de colágeno, tonificando y reafirmando la piel. La radiofrecuencia tripolar facial reduce arrugas y líneas finas, rejuveneciendo la piel del rostro.

Este equipo es ideal para combatir la flacidez, remodelar el cuerpo y revitalizar la piel.

Es seguro, no invasivo y los resultados son visibles desde las primeras sesiones.

Diseñado para clínicas estéticas y spas, combina efectividad con facilidad de uso.

Su diseño compacto permite utilizarlo en espacios reducidos y moverlo con facilidad.

Funciona para todo tipo de piel, garantizando tratamientos rápidos y personalizados.

Es la solución perfecta para quienes buscan mejorar su apariencia sin cirugía.

ANALISIS Y USO



Aplicación del tratamiento

Cavitación 40K:

Deslizar el cabezal en movimientos circulares sobre las áreas con grasa localizada. Realizar el tratamiento durante el tiempo recomendado (10-20 minutos por zona).

Radiofrecuencia Corporal:

Pasar el cabezal tripolar por las áreas flácidas del cuerpo en movimientos suaves y continuos.

Ajustar la intensidad para que el cliente sienta calor sin incomodidad.

Radiofrecuencia Facial:

Usar el cabezal facial en movimientos ascendentes para reducir líneas finas y reafirmar la piel.

Trabajar en áreas específicas como frente, mejillas y contorno de ojos.


Finalización del tratamiento

Limpiar los cabezales del equipo y retirar el gel conductor de la piel del cliente. Aplicar una crema hidratante o calmante en la zona tratada.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Reducción de grasa localizada
- Reafirmación y tonificación de la piel
- Reducción de arrugas y líneas finas
- Estimulación de colágeno y elastina
- Resultados visibles desde la primera sesión
- Procedimiento no invasivo



Resultados:

Disminución de medidas corporales: Especialmente en áreas con acumulación de grasa.

Piel más firme y tonificada: Reducción visible de flacidez corporal.

Rostro rejuvenecido: Menos arrugas y líneas de expresión en áreas tratadas.

Mejor apariencia general: La piel luce más joven, luminosa y uniforme.





MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 VACUM

Especificaciones Técnicas

Cavitación 40K

Potencia de salida: 150V
Intensidad: 0-50W
Potencia: 25W
Frecuencia: 40KHz
Función: Reducción de grasa localizada y mejora del contorno corporal.

Radiofrecuencia Tripolar Corporal

Potencia de salida: 66V
Intensidad: 0-25W
Potencia: 35W
Frecuencia: 450KHz
Función: Reafirmación y tonificación de la piel, estimulación de colágeno.

Radiofrecuencia Tripolar Facial

Potencia de salida: 35V
Intensidad: 0-15W
Potencia: 35W
Frecuencia: 450KHz
Función: Reducción de arrugas y líneas finas, rejuvenecimiento facial.

Tamaño del paquete

37 x 36 x 25 cm

Peso bruto

10KG



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec